



POP UP "THE FUTURE LAB: OPEN SCIENCE IN CHELSEA"

 SKINCEUTICALS
ADVANCED SKINCARE BACKED BY SCIENCE



CONCEPTBOARD




THE FUTURE LAB




THE FUTURE LAB




MOODBOARD DU MOBILIER




PLANS DU SKETCHUP



PLANS DU POP UP



INTÉRIEUR




ACTIVITÉS PROPOSÉES



Diagnostic de la peau



Lazer Resurfacing




Microneedling +
radiofréquence



LES PRODUITS

VITRINES



PLANOGRAMME

Table: Hydratation



Table : Protect, Antioxydants iconiques



Table: Restore, eye and UV



Table : Anti-imperfection, anti-tâches




GOODIES



L'hydratation devient une étape clinique, fidèle à l'approche scientifique de SkinCeuticals.



Transporte sérums et dossier médical, combinant utilité et luxe fonctionnel.



CONCLUSION



"SCIENCE OF RENEWAL,
WRITTEN ON SKIN."

Where technology meets timeless beauty



ANNEXES

DIAGNOSTIC DE LA PEAU



L'expérience client SkinCeuticals se déroule dans une cabine semi-transparente au design clinique, où un scanner 3D professionnel analyse la peau en détail (texture, pigmentation, hydratation, dommages UV). Un écran interactif affiche les données en temps réel (% de collagène, hydratation, dégâts solaires) et propose une simulation personnalisée : "À quoi ressemblera ta peau dans 30 jours après soin". Toutes les informations sont enregistrées numériquement pour un suivi précis et personnalisé.

Au cœur de l'expérience, le SkinScope LED révèle grâce à sa lumière UV ce que l'œil nu ne voit pas : taches pigmentaires, zones déshydratées ou pores bouchés, donnant à la visite un véritable air de consultation dermatologique.

Après l'analyse, un expert SkinCeuticals interprète les résultats pour créer une routine personnalisée, avec une « ordonnance beauté » adaptée aux besoins spécifiques de la peau. De l'évaluation à la solution, cette approche illustre l'efficacité des formules concentrées et l'importance des antioxydants pour préserver la santé de la peau.



LAZER RESURFACING



Le pop-up SkinScope LED agit comme un véritable scanner cutané, explorant les couches profondes de la peau pour révéler taches, congestion ou déshydratation offrant une preuve scientifique immédiate de l'état réel de la peau.

L'espace permet également de partager le savoir-faire SkinCeuticals, montrant comment ses antioxydants optimisent les résultats des traitements esthétiques en cabinet et accélèrent la réparation cutanée. Les produits deviennent ainsi de partenaires essentiels, prolongeant l'éclat et la douceur obtenus après les soins.



- Le protocole d'un traitement laser commence par une consultation préalable pour évaluer la peau et déterminer le type de laser adapté. La zone est ensuite nettoyée et préparée avant le passage du laser, qui retire les couches superficielles endommagées, pouvant provoquer chaleur ou picotements pendant la séance.
- Le temps de récupération varie de quelques jours à quelques semaines selon l'intensité du traitement, avec un suivi post-traitement incluant crèmes apaisantes et protection solaire pour optimiser les résultats et protéger la peau.

MICRONEEDLIN G + RADIOFRÉQUEN CE



Le duo Microneedling et Radiofréquence stimule le collagène en profondeur.
Appliquer un sérum SkinCeuticals après optimise l'absorption.
Chaleur ou rougeurs sont apaisées par le masque Phyto Corrective.
Résultat : peau plus ferme et lisse, retour rapide au quotidien.

- Le soin commence par un nettoyage et une désinfection de la peau.
- L'appareil effectue des micro-perforations avec chaleur, stimulant le collagène.
- Des picotements et chaleur témoignent de la régénération cutanée.
- Les sérums SkinCeuticals pénètrent instantanément via les micro-canaux.
- La séance se termine par le masque Phyto Corrective pour apaiser et rafraîchir la peau.

